

Le substitut osseux pour l'orthopédie et le dentaire

CALCIRESORB

Phosphate tricalcique β

Classic

- 1991 : première implantation
- A ce jour : des centaines de milliers d'implantations



Substituts osseux dentaires
Fusionner, reconstruire, renforcer

 **CERAVER**
EXPERIENCE - INNOVATION

CALCIRESORB

Classic

Indiqué pour la **régénération osseuse** en chirurgie maxillo-faciale et dentaire :

- défauts osseux et cavités nécessitant un comblement
- comblement alvéolaire post-extraction
- élévation du plancher sinusal

Calciresorb vous permet d'optimiser vos procédures chirurgicales pour favoriser la réussite de vos futurs implants avec :

- Une **résorption progressive et totale** : renouvelle l'intégrité osseuse en 3 à 6 mois
- Une **régénération de la croissance osseuse naturelle** : structure ostéo-conductrice à micro- et macro-pores
- Une **restauration du volume osseux** : libération d'ions calcium et phosphate favorisant la néoformation osseuse
- Un **volume adapté** : convient même aux lésions étendues – granules 2 cc
- Une **facilité d'implantation** : par simple aspiration du sang ou d'un liquide physiologique – seringue 0,8 cc

COMPOSITION	TAILLE	POROSITÉ	TAILLE DES PORES	RESORPTION	REF
Phosphate tricalcique β	Granulés de 500 μm à 1 mm	65 %	100 < $\emptyset_{\text{macropores}}$ < 400 μm	3 à 6 mois selon la physiologie du patient	4633 granulés en seringue pré-remplie 0,8 cc
					4635 granulés en flacons 2 cc

granulés en seringue pré-remplie 0,8 cc



granulés en flacons 2 cc

Document destiné exclusivement aux professionnels de Santé. CALCIRESORB CLASSIC® - substituts osseux – est un dispositif médical marqué CE de classe III fabriqué par la société CERAVER – LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL. L'évaluation de la conformité a été réalisée par l'Organisme Notifié G-MED N°0459. CALCIRESORB est destiné au comblement de défauts osseux par invasion vasculaire des pores de céramique et par une ostéointégration progressive qui mène au remplacement de l'implant par l'os. Avant toute opération chirurgicale, lisez attentivement la notice d'instructions. CALCIRESORB CLASSIC® est un dispositif médical pris en charge par l'Assurance Maladie sous certaines conditions. Consulter les modalités sur le site ameli.fr.

CERAVER
EXPERIENCE - INNOVATION

CERAVER – LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL
69, RUE DE LA BELLE ETOILE
95957 ROISSY CDG CEDEX – FRANCE
TEL. : (+33) 1 48 63 88 63 - FAX : (+33) 1 49 89 05 05
WWW.CERAVER.COM – CONTACT@CERAVER.COM

CERAVER OSTEAL AMERICA INC.
2277 GUENETTE
SAINT LAURENT QUEBEC
H4R 2E9 CANADA
TEL: 19 1 514 856 24 35
FAX: 19 1 514 856 24 44
coai@qc.aira.com

CERAVER IBERICA
BELTRAN BAGUENA, 5-10-10
46009 VALENCIA
ESPAÑA
TEL: +34 96 348 10 17
FAX: +34 96 348 10 02
info@ceraver.es

CERAVER ITALIA
VIA PRATI, 29
40012 CALDERARA DI RENO (BO).
ITALIA
TEL: +39 051 72 88 76
FAX: +39 051 72 78 03
info@ceraver.it

CERAVER SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
11 POLO CRESCENT,
WOODMEAD OFFICE PARK,
WOODMEAD, 2191, SANDTON
GAUTENG - SOUTH AFRICA
TEL: +27-11-656-3719
FAX: +27-865-474-635



0 4 5 9